

Teknik Özellikler

Boyutlar

Genişlik	20 cm
Derinlik	10 cm
Yükseklik	21 cm
Ağırlık	1,5 kg

Özellikler

Manometre Aralığı	-20 - 80 cmH ₂ O
Maksimum Basınç	5-70 cmH ₂ O kadar
Tepe Basıncı (PIP)	0-70 cmH ₂ O @ 8 lt/dak.
PEEP Basınç	1-10 cmH ₂ O @ 8 lt/dak
Gaz giriş akış aralığı	5 lt /dak – 15 lt/dak (maks)
O ₂ konsantrasyonu	% 0-100 (gaz miktarına bağlı)
Çalışma süresi (400 lt silindir)	50 dakika 8 litre/dakika

Gaz sürümü ile çalışmaktadır.

Çevresel Gereksinimler

Çalışma ve Depolama Sıcaklık Aralığı	(-20) °C + 50 °C
Depolama Nem Aralığı	% 0 - 99 RH, yoğuşmasız

Sipariş Listesi

Sipariş Listesi	Tanım	Miktar
035 000	Easypuff Yenidoğan Canlandırma Ünitesi (tek ünite) 1 adet T-parça hasta devresi, 3 adet yuvarlak maske (0,1 ve 3 boy), test akciğeri ve gaz besleme hattı	1 adet
035 023	T-parçası ile Tek Kullanımlık Hasta Devresi	10 adet /Kutu
035 024	Tek Kullanımlık Yüz Maskesi 0	10 adet /Kutu
035 025	Tek Kullanımlık Yüz Maskesi 1	10 adet /Kutu
035 037	Tek Kullanımlık Yüz Maskesi 2	10 adet /Kutu
002 154	Blender düşük akış 15 L/dk. EU norm	
002 153	Blender düşük akış 15 L/dk. Astm norm	
002 118	Air&Oxygen Flowmeter Sistem	
002 193	Blender Bağlantı Kiti	
002 174	Taşıma Arabası	
035 026	Test Balonu,64 ml	

Kanıtlanmış Kalite ve 100% Müşteri Memnuniyeti

Kalite politikamız bize 100% müşteri memnuniyetini getirir. Novos, yenidoğan yoğun bakımı için yüksek kaliteli ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edecek ; sizin tek yapmanız gereken sadece hastalarınıza odaklanmak.

● NOVOS bilgilendirme yapmadan modellerde, özelliklerde ve tasarımda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

● NOVOS kalite yönetim sistemi ISO 13485:2003'e ve ürünler Medikal Cihazlar Direktifi 93/42/EEC'ye uygundur.



Novos Tıbbi Cihazlar San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti
Uzay Çağı Caddesi Ayık İş Merkezi No. 82/B5 06374
Ostim/ Ankara / TURKEY Tel. +90 312 384 15 88
Fax. +90 312 384 15 98 www.novos.com.tr



Yenidoğanlarınız bizimle güvende

Easypuff

Yenidoğanlarınızın Hassas Akciğerleri için
Kolay, Güvenli, Kontrollü Solunum



Easypuff, acilde, doğum odalarında, nakillerde ve yenidoğan yoğun bakım'da, yenidoğanlarınızın doğru ve kontrollü canlandırması için mükemmel bir seçimdir.

Hastanelerde yaygın olarak kullanılan yenidoğan ambuları, bebeklerde barotravma ya da yetersiz havalandırmaya neden olabilmektedir.

Ambular yüksek konsantrasyonda oksijen sağlamak için oksijen rezervuarına ihtiyaç duyar, maske aracılığıyla serbest oksijen akışı veremez ve PEEP sağlayamazlar.

Easypuff bebek canlandırma (resüsitasyon) ünitesi ile maksimum basınç, cihaz üzerindeki maksimum basınç tahliye valfi (pop-off valf) ile ayarlanabilir.

Easypuff, kontrollü ve hassas PIP ve PEEP değerleri ile yenidoğanların akciğerlerinde maksimum oksijenasyon sağlar, Fonksiyonel Residual Kapasiteyi (FRC) korur.

Bununla birlikte Easypuff ile maskeden serbest oksijen akışı da sunabilirsiniz.

Faydalar

- Kolay kullanım
- Hafif, taşınabilir
- Sabit basınç verme
- Güvenilir maksimum inspirasyon basıncı (PIP) ve expirasyon sonu pozitif basınç (PEEP)
- Güvenilir %21 - %100 oksijen verme
- Tek bir hareket ile yorulmadan kullanım



Easypuff ile maksimum basınç ve PIP çok kolay ayarlanır.



Easypuff hafiftir ve kolay taşınır.

Canlandırma (Resüsitasyon) sadece bir parmak hareketi ile uygulanabilir

Easypuff harici gaz kaynağı ile çalışır ve opsiyonel blender ile bağlantılı olarak oksijen oranını %21 - %100 arasında ayarlama imkanı sunar.

T-parça tek elle tutulabilir. Baş parmak veya işaret parmağını kullanarak kolay ve basit bir şekilde canlandırma (resüsitasyon) uygulanabilir.



Maksimum basınç ayarı



PIP ayarı



PEEP ayarı



inspirasyon



Ekspirasyon

Farklı Konfigürasyonlar

Easypuff T-parça bebek canlandırıcı farklı konfigürasyonlarda kullanılabilir.

T parça canlandırma cihazı, tek kullanımlık hasta devresi, 3 adet maske (0,1 ve 2 numara), test akciğeri ve gaz besleme hattından oluşmaktadır. Hava oksijen gaz karıştırıcısı, taşınabilir stant ve tüpler isteğe bağlı parçalardır.



Easypuff



İsteğe bağlı bir blender cihazı ile birlikte Easypuff



İsteğe bağlı karıştırıcı, taşınabilir stand, eşya tepsi ve isteğe bağlı tüplerle birlikte Easypuff

